

PerfectClean®

Liquide de nettoyage (Recharge)

2016/09/19



Présentation

La recharge est présentée sous forme d'un récipient en plastique rempli de 30ml de solution nettoyante, scellé par une languette et un opercule.

La solution brevetée est antibactérienne, elle élimine complètement le cérumen et a été élaborée pour être utilisée exclusivement avec la PerfectClean.

Propriétés

La solution nettoyante est spécialement conçue pour dissoudre le cérumen sans endommager les aides auditives.

La formulation spécifique de la solution est conforme aux exigences de la norme EN1040 (bactéricide), EN1275 (fongicide), virucide (HBV/HIV) et respecte les exigences environnementales et de sécurité pour la santé.

La solution de nettoyage répond aux exigences des dispositifs médicaux de classe I, en tant que dispositif non stérile, conformément à la directive européenne 93/42/ CEE relatives aux dispositifs médicaux.

Indications

La solution de nettoyage PerfectClean est un produit destiné à l'entretien des aides auditives et embouts.

Nettoyer les aides auditives avec la PerfectClean prévient des irritations et de l'eczéma du conduit auditif.

La solution de nettoyage PerfectClean élimine le cérumen responsable de la diminution de la qualité sonore, augmente la durée de vie des systèmes auditifs et préserve leur efficacité.

Recommandations

Utiliser exclusivement la recharge PerfectClean lorsqu'elle indique un manque de liquide (voyant bleu – clignotement rapide).

Vider la recharge à chaque remplissage. Il est fortement recommandé de nettoyer les aides auditives tous les jours. La recharge a une période d'utilisation d'environ 60 cycles (à l'exception de la première recharge qui permet de faire environ 30 cycles de nettoyage, cela est dû au volume résiduel restant dans la PerfectClean).

Avant chaque remplissage, nettoyer le filtre de la PerfectClean: Pour cela, lire les instructions présentes dans la notice d'utilisation.

Précautions

Usage externe.

Eviter tout contact avec les yeux.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne jamais utiliser un produit de nettoyage autre que la recharge PerfectClean.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation ou une manipulation non conforme.

Le non-respect des instructions annule la garantie fabricant.

Composition

Agents Actifs :

<1%	Propan-2-ol
<1%	Iodopropynyl butylcarbamate
<1%	Methylisothiazolinone
<1%	Alkylbenzyltriméthylammonium chloride
<1%	Alkyléthylbenzyltriméthylammonium chloride
<1%	Didecyltriméthylammonium chloride